

LANAFORM®



BABY STONE






För att ta reda på om ditt barn har **feber** måste du mäta dess **kroppstemperatur**. Vi brukar oftast säga att man har **feber** om kroppstemperaturen överstiger 38°C. Kroppstemperaturen varierar dock från person till person och baserat på ålder eller vilken tidpunkt på dagen det är.

Baby Stone är en **kompakt** och **användarvänlig** panntermometer som är framtagen specifikt för barn och spädbarn. Eftersom febertermometern väger extremt lite och är lättanvänd kan föräldrarna enkelt hålla koll på sitt barns kroppstemperatur genom att hålla sonden mot barnets panna i endast 5 sekunder. Tack vare den bakgrundsplysta skärmen kan du även se resultatet på natten.

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING:

Placera försiktigt termometerns sond mot ditt barns panna och se till att hela sondens yta har kontakt med huden. Håll termometern på plats i 5 sekunder.



FUNKTIONER:



Bakgrundsulplyst
LCD-skärm



Mätenhet i °C
eller °F



För användning
på pannan



Mätningssprocessen
tar mindre än 5
sekunder



Varningsljud
vid mätresultat
över 37,8 °C



Senaste
resultatet
sparas i minnet



Standby-läget
visar kontinuerligt
inomhustemperaturen



Visste du ?



Den bästa tiden för att ta ditt barns temperatur är på morgonen och vid slutet av dagen. Men utför inte någon mätning precis efter måltider, bad eller tupplurar, eftersom dessa verksamheter orsaka förändringar i kroppstemperaturen. Vanta 20 minuter innan du mäter.



Teknologi	Mätningmetod	Enhet	Bakgrundsupplyst skärm	Batteri	Alarm	Automatisk avstängning	Minne	Mätningstid
-----------	--------------	-------	------------------------	---------	-------	------------------------	-------	-------------



DT-100
LA090113

sond



1x
LR41



10"



Baby Stone
LA090111

sond



1x
CR2032



5"



Thermometer 4in1
LA090103

infraröd



1x
CR2032



1"



Ref. LA090111
Code EAN : 5410984058709



Mått Transportförp
20.6 x 36.1 x 34.5 cm



Vikt Transportförp
6.1kg



Antal per Transportförp
72



Förpackningsmått
11.3 x 4.3 x 5.3 cm



Förpackningsvikt
70 g



Spänning / Effekt
1 x CR2032 (3V)

LANAFORM®

Rue de la Légende, 55 - 4141 Louveigné, Belgium - Tel. : +32 (0)4 360 92 91 - Fax : +32 (0)4 360 97 23
www.lanaform.com - info@lanaform.com

